

PRODUKTDATENBLATT

Wollkopfbürste 15 mm - Subolab

Artikelbezeichnung	Wollkopfbürste Dm 15 mm
Artikelnummer	111610B+W-15
EAN-Code	nicht vergeben
Maße	Gesamtlänge: 280 mm Besatzlänge: 85 mm Durchmesser: 15 mm Drehdraht: 1,6 mm Besatzstärke:
Material	Borsten-Nylon-Mischung hell Baumwolle natur Stahldraht verzinkt
Gewicht (netto)	ca. 9 gr.
Produktdetails	* für Behälter mit Durchmesser 12-15 mm * mit Öse
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verpackung	sortenrein im Karton
Lieferzeit / Bearbeitungszeit	ca. 4 Wochen
Ursprungsland	BRD
Garantie	gesetzliche Frist